

# experts inspirés dermatologiques »

Christine Poelman

## PORES VISIBLES :

### DERMO-REFINER


Le 1<sup>er</sup> programme peeling glycolique au Glycolic-booster™ pour réduire efficacement les pores visibles.

**1** Phase  
Solution peeling glycolique :  
Enrichie en Glycolic-booster™, complexe à double action peeling à l'acide glycolique et au Bodesquamyl™ - brevet déposé -, elle agit pour exfolier les cellules mortes et ainsi lisser les irrégularités cutanées et désincruster les pores.

**2** Phase  
Lotion post-peeling neutralisante :  
Cette lotion fraîche au pH correcteur est indispensable pour neutraliser la Solution peeling glycolique et stopper son action.

**3** Phase  
Fluide post-peeling reconstituant :  
Ce fluide léger et onctueux au hyaluronate de sodium hydratant et au Dermapaisyl™ apaisant, a été spécialement formulé pour compléter les 2 premières phases du programme peeling glycolique. Il hydrate et tonifie la peau pour favoriser la re-contraction des pores.

## INNOVATION COSMÉTIQUE



### Phase 1

**Solution peeling glycolique :**  
Exfolie les cellules mortes pour lisser les irrégularités cutanées et assainir les pores. Laissez pauser 5 mn.



### Phase 2

**Lotion post-peeling neutralisante :**  
Stoppe l'action de la Solution peeling glycolique. Rincez ensuite à l'eau tiède.



### Phase 3

**Fluide post-peeling reconstituant :**  
Hydrate, apaise et tonifie la peau pour re-contracter les pores. Appliquez également chaque jour pendant la durée du traitement.



## Resserre les pores en 4 semaines pour un grain de peau parfaitement net.

Avec ce programme en 3 phases, dès le premier soir, les irrégularités cutanées sont lissées, les pores sont moins visibles, le teint est plus éclatant. Après 4 semaines, les pores sont resserrés, comme imperceptibles à la vue. Le grain de peau est affiné, la peau est vraiment lumineuse. Convient dès 30 ans à tous les types de peaux sauf aux peaux sensibles. Pour un résultat optimal, il est recommandé de suivre le programme 3 fois par semaine pendant un mois.

Tolérance testée sous contrôle dermatologique.

Un étui Dermo-Refiner contient 12 sachets à usage unique 3,5 ml, un flacon 60 ml, un tube 30 ml, un pinceau et une coupelle

Boîte - réf 558403

42 €

Pourcentages de satisfaction :

PROGRAMME REDUCTEUR DE PORES EN 3 PHASES	
Grain de peau affiné	96%
Irrégularités cutanées atténuées	65%
Pores resserrés	90%

Efficacité constatée par 49 femmes après 4 semaines à raison de 3 utilisations par semaine.